



氧氣機衛教單張

108.06.01 制訂

110.09.01 修訂

使用方法：

- (1) 氧氣機不是易燃氣體，但它卻是幫助燃燒的，為避免危險，機器必須遠離火源、熱源、香菸和任何可幫助燃燒的產品，如機油油脂溶劑等等…。
- (2) 請勿在密閉空間使用氧氣機，冷氣房內請開一點窗，以保持空氣流通，機器四周需與牆壁保持 30 公分以上距離。
- (3) 請先確認電源開關在《OFF》的位置。
- (4) 將潮濕瓶內裝入 1/3 杯之煮過冷開水或蒸餾水，將潮濕瓶鎖緊以防漏氣。
- (5) 連接氧氣鼻管道潮濕瓶之出氧嘴，確認所有零件接頭都確實鎖緊以防漏氣。
- (6) 將電源線接上電源插座 110V(請先確認電源插座)如需使用延長線，則延長線上不能再接上氧氣機以外的電器用品。
- (7) 將電源開關到《ON》的位置，此時機器警示燈及警報器將會啟動，依各種廠牌各種機型，時間各有長短。
- (8) 旋轉流量調節鈕到醫生指定之流量，關機時只需切換開關，不需再調整流量，流量請勿超過該機最高流量。
- (9) 檢查出氧口是否有出氧，調整氧氣鼻管或氧氣面罩至適合位置。
- (10) 機器停止運轉後須重新開機，請務必等待 3 分鐘後或是潮濕瓶內氣體排洩完全後方可重新開機。
- (11) 潮濕瓶須每日清洗及更換瓶內水，每隔一段時間後須定期消毒。
- (12) 機器如果一天以上未使用，則須將潮濕瓶內水倒掉，如一星期以上不使用時，則須將機器空轉一小時(每周至少一次)，以延長機器壽命。
- (13) 請自備氧氣鋼瓶，以因應各類緊急事項，如:機器故障及停電…如遇上機器故障或停電時，重症病患或突發性病患請先送醫院由醫師診治，本中心概不負責醫療上問題。

奇美醫院醫療輔具中心關心您